



(TECHNISCHE) PRODUCTINFORMATIE  
**AT-B**

#### Standaard uitvoering

- ✓ Ideale leage instaphoogte met opstapplaat.
- ✓ Trommelrem voor, handrem achter.
- ✓ Eenvoudig bedienbare parkeerrem.
- ✓ Schwalbe anti-lekbanden.
- ✓ Beschikbaar met diverse (versnellings)naven.
- ✓ Gesloten kettingkast en afgeschermd aandrijving.
- ✓ Licht lopend en sturend dankzij differentieel op achterwielen.
- ✓ Laag zwaartepunt dus zeer stabiel.

#### Kleuren

- Zijdeglans blauw (RAL 5015)
- Zijdeglans roze (RAL 3014)
- Aangepaste RAL kleur tegen meerprijs (m.u.v. fluoriserende kleuren).

RAL  
5015

RAL  
3014

#### Meest voorkomende opties & accessoires

- Balanspedalen
- Voetbakjes
- Heup- en rugsteun
- Achteruitkijkspiegel
- Duwbeugel

Meer mogelijkheden tref je op de prijslijst van de AT-B of configureer jouw AT-B via de configurator op de website.



## Overige kenmerken

### Standaard

|                 |                                                              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| Gewicht in kg   | 24                                                           |
| Materiaal frame | anti-corrosie behandeld staal                                |
| Afwerking       | buitenkwaliteit epoxy poedercoating (minder milieubelastend) |
| Zadelpen        | vast aluminium                                               |
| Stuurpen        | ergonomisch verstelbaar                                      |
| Voorwiel        | 20x 1,75/ 47-406                                             |
| Achterwielen    | 16 x 1,75/ 47-305                                            |
| Voorband        | Schwalbe Marathon Plus (anti-lek)                            |

### Trapondersteuning (optioneel)

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| Motor          | Bafang voorwielmotor 65 Nm            |
| Afwerking      | Bafang 43V, 450Wh (optioneel 750 Wh). |
| Sensor         | afsluitbaar en uitneembaar            |
| Display Totaal | beweging (Speed)                      |
| gewicht in kg  | monochroom 9                          |

## Maatvoeringen

| Onderdeel                |          |
|--------------------------|----------|
| Lengte totaal in mm      | 1360     |
| Breedte in mm            | 625      |
| Framemaat in mm          | 310      |
| Binnenbeenlengte in mm   | 400*-650 |
| Instaphoogte in mm       | 260      |
| Instaplengte in mm       | 340      |
| Cranklengte in mm        | 110      |
| Maximale belasting in kg | 60       |

\*Bij gebruik crankverkorters