

(TECHNISCHE) PRODUCTINFORMATIE

Cortes

Standaard uitvoering

- ✓ Ideale lage instap- en zithoogte.
- ✓ Licht bedienbare hydraulische schijfremmen aan achterzijde.
- ✓ Met geïntegreerde parkeerrem.
- ✓ Schwalbe anti-lekbanden.
- ✓ Heldere ledverlichting aan voor- en achter over accu trapondersteuning.
- ✓ Zitje met verstelbare rugleuning.
- ✓ AXA veiligheidsslot.
- ✓ Instelbare vering achterbrug.
- ✓ Licht lopend en sturend dankzij differentieel op achterwielen.
- ✓ Laag zwaartepunt dus zeer stabiel.
- ✓ Uitgevoerd met middenmotor (Bafang).

Kleuren


- Matzwart (RAL 9005)
- Helder metallic blauw (RAL5025)
- Robijnrood met een fijne textuur (RAL3003)
- Aangepaste RAL kleur tegen meerprijs (m.u.v. fluoriserende kleuren)



Meest voorkomende opties & accessoires

- Balanspedalen
- Meerdere zitsystemen
- Extra parkeerrem
- Achteruitkijkspiegel
- Stokhouders

Meer mogelijkheden tref je op de prijslijst van de Cortes of configureer jouw Cortes via de configurator op de website.



Overige kenmerken

Standaard

Gewicht in kg	48
Materiaal frame	anti-corrosie behandeld staal
Afwerking	buitenkwiteit epoxy poedercoating (minder milieubelastend)
Stuurpen	verstelbaar, optioneel met snelspanner
Voorwiel	24 x 2,15 (55-507)
Achterwielen	20 x 1,75 (55-406)
Banden	Big BenPlus (anti-lek)

Trapondersteuning Bafang

Motor	Bafang M400 middenmotor 80 Nm
Accu	Bafang 43V, 450Wh (optioneel 750 Wh) afsluitbaar en uitneembaar kracht
Sensor Display	(Torque) groot, kleuren display
Totaal gewicht in kg	9

Maatvoeringen

Onderdeel	
Lengte totaal in mm (A)	2065
Zithoogte in mm (C)	600-670
Instaphoogte in mm (E)	360
Breedte in mm	785
Binnenbeenlengte in mm (B)	620*-980
Cranklengte in mm (D)	170
Maximale belasting in kg	150

*Bij gebruik crankverkorters