

(TECHNISCHE) PRODUCTINFORMATIE

D3

Standaard uitvoering

- ✓ Diagonaal verstelbare zitjes, altijd de beste fietshouding.
- ✓ Krachtige trapondersteuning.
- ✓ Uiterst stabiele constructie.
- ✓ 8-versnellingsnaaf vrijloop.
- ✓ Hydraulische schijfremmen aan de achterzijde met geïntegreerde parkeerrem.
- ✓ Schwalbe anti-lekbanden.
- ✓ Heldere automatische LED-verlichting.
- ✓ Gesloten kettingkasten.
- ✓ Voorzien van comfortabele, waterafstotende rug- en zitkussens.

Kleur


Grafietgrijs (RAL7024) met een krasbestendige fijne textuur.

RAL
7024

Meest voorkomende opties & accessoires

- Draaibarebijrijderstoel
- Ergonomisch verstelbare stuurpen
- Armsteunsets
- Rolgordel
- 4-punts fixatievest
- Schakelbare vrijloop
- Opklapbare voetplaat
- Bagagedrager (meer types)
- Spaakbedekking
- Achteruitkijkspiegel

Meer mogelijkheden tref je op de prijslijst van de D3 of configureer jouw D3 via de configurator op de website.



Overige kenmerken

Standaard

Gewicht in kg	79
Materiaal frame	anti-corrosie behandeld staal
Afwerking	buitenkwaliteit epoxy poedercoating (minder milieubelastend)
Stuurpen	ergonomisch, verstelbaar
Voorwiel	24 x 2,15 (55-507)
Achterwielen	20 x 2,15 (55-406)
Banden	Schwalbe Pick-Up Plus (anti-lek)

Trapondersteuning (inclusief)

Motor	Bafang 65 Nm aandrijving op achteras. Hoog koppel ook bij lage snelheid.
Accu	Bafang 43V, 450 Wh, afsluitbaar en uitneembaar kracht (Torque)
Sensor	monochroom
Display	
Totaal gewicht in kg	9

Maatvoeringen

Onderdeel	
Lengte totaal in mm (B)	2010
Breedte wielbasis	970
Binnenbeenlengte in mm (G)	660-920
Zithoogte in mm tot de grond (C)	580-700
Zitbreedte x zitdiepte stoel in mm	450 x 365
Rughoogte stoel in mm	350
Rughoogte in mm (vanaf de grond)(D)	890-990
Stuurhoogte in mm (vanaf de grond)(E)	1020-1160
Cranklengte in mm (A)	170
Maximale belasting in kg	265