

De Copilot 3-26 wordt in de basis geleverd als rijklaare fiets met een aantal standaard onderdelen. Voor enkele van deze standaard onderdelen (aangegeven met -) bieden wij een alternatief, hier moet een verplichte keuze gemaakt tussen de basis uitvoering of het alternatief. Daarnaast kan de fiets verder uitgebreid en gepersonaliseerd worden, indien gewenst kunnen in deze categorieën de benodigde extra opties worden geselecteerd. De uitgebreide omschrijving van de basis Copilot 3-26 tref je in het document '(technische) product informatie'.



Art.nr.	Basis	Prijs € excl. BTW	Prijs € incl. BTW
430261	Copilot 3-26 therapeutische 3-wieltandem met schijfrem	5.885,00	6.414,65
Art.nr.	Kleuren (verplichte keuze)	Prijs € excl. BTW	Prijs € incl. BTW
430220	Frame, kleur parel donkergrijs (RAL9023)	-	-
430221	Frame, kleur wit (RAL9016)	-	-
430229	Aangepaste RAL kleur frame (m.u.v. fluoriserende kleuren), meerprijs	250,00	272,50
Art.nr.	Met/zonder elektrische trapondersteuning (verplichte keuze)	Prijs € excl. BTW	Prijs € incl. BTW
449800	Zonder elektrische ondersteuning	-	-
449804	Bafang trapondersteuning 250W Copilot 3-26 met schijfrem, incl. 7 versn. derailleur	3.151,00	3.434,59
Art.nr.	Versnellingsnaaf (verplicht bij model zonder ondersteuning)	Prijs € excl. BTW	Prijs € incl. BTW
430230	8 versnellingsnaaf Nexus terugtraprem (niet mogelijk bij trapondersteuning)	-	-
430231	8 versnellingsnaaf Nexus terugtrapremautomaat (niet mogelijk bij trapondersteuning)	265,00	288,85
430234	7 versnellingsnaaf Nexus vrijloop Copilot 3-26 (niet mogelijk bij trapondersteuning)	139,00	151,51
Art.nr.	Type display (verplichte keuze bij trapondersteuning)	Prijs € excl. BTW	Prijs € incl. BTW
401971	Display Bafang DP C080 incl. bediening	-	-
401972	Display Bafang DP groot LCD kleur, centraal gemonteerd	72,00	78,48
Art.nr.	Aandrijving bijrijder (verplichte keuze)	Prijs € excl. BTW	Prijs € incl. BTW
490001	Vrijloop voorste pedalen Copilot crank 150mm	324,00	353,16
490002	Voorste pedalen met inschakelbare vrijloop	664,00	723,76
490005	Voorste pedalen met vaste overbrenging crank 170mm	-	-
Art.nr.	Stuur bijrijder (verplichte keuze)	Prijs € excl. BTW	Prijs € incl. BTW
401417.	V-model stuur, hoog	-	-
490004.	Stuur klein zwart	-	-
Art.nr.	Zadel bijrijder (verplichte keuze)	Prijs € excl. BTW	Prijs € incl. BTW
401637.	Velo Plush zadel	-	-
402860.	Comfort gelzadel, unisex	-	-
418265.	Breed zadel	75,00	81,75
418266.	Puch zadel	108,00	117,72
426897.	Bananenzadel (niet i.c.m. T-model zadelpen)	54,00	58,86
427175.	Kindermodel zadel, Selle Royal	-	-
Art.nr.	Zadelpen bijrijder (verplichte keuze)	Prijs € excl. BTW	Prijs € incl. BTW
401591.	Zadelpen T-model, lengte 400 mm	80,00	87,20
409033.	Zadelpen aluminium, lengte 350 mm	-	-
490020.	Zadelpen met 5 cm verlagen (montage op het frame, niet in combinatie met rugsteun)	74,00	80,66
Art.nr.	Pedalen bijrijder (verplichte keuze)	Prijs € excl. BTW	Prijs € incl. BTW
401645.	Pedalen set	-	-
426929.	Voorvoetsteun, links (toeclip)	33,00	35,97
426930.	Voorvoetsteun, rechts (toeclip)	33,00	35,97
426994.	Balanspedalen met wreefriem, per set	45,00	49,05
Art.nr.	Positionering pedalen bijrijder	Prijs € excl. BTW	Prijs € incl. BTW
426975.	Crankverkorter set	44,00	47,96
426986.	Pedaalverlenger, links	68,00	74,12
426987.	Pedaalverlenger, rechts	68,00	74,12

Art.nr.	Voetopvang en toebehoren standaard pedalen	Prijs € excl. BTW	Prijs € incl. BTW
429450	Voetbakje alu Links met neus en hielband (7x16cm)	118,00	128,62
429451	Voetbakje alu Rechts met neus en hielband (7x16cm)	118,00	128,62
429452	Voetbakje alu Links met neus en hielband (8x20cm)	129,00	140,61
429453	Voetbakje alu Rechts met neus en hielband (8x20cm)	129,00	140,61
429454	Voetbakje alu Links met neus en hielband (10x24cm)	140,00	152,60
429455	Voetbakje alu Rechts met neus en hielband (10x24cm)	140,00	152,60
429465	Balansgewicht links, alleen met alu voetbak links (niet i.c.m. onderbeenfixatie)	38,00	41,42
429466	Balansgewicht rechts, alleen met alu voetbak rechts (niet i.c.m. onderbeenfixatie)	38,00	41,42

Art.nr.	Rompondersteuning	Prijs € excl. BTW	Prijs € incl. BTW
409010	Rugsteun in hoogte en breedte instelbaar, incl. adaptie (niet in combinatie met zadelpenverlanger)	333,00	362,97
409011	Rugsteun en lendensteun in hoogte en breedte instelbaar, incl. adaptie (niet met zadelpenverlanger)	459,00	500,31

Art.nr.	Sturen (verplichte keuze)	Prijs € excl. BTW	Prijs € incl. BTW
401417	V-model stuur, hoog	-	-
401424	Sportief licht gebogen stuur, zwart	-	-

Art.nr.	Stuurpen (verplichte keuze)	Prijs € excl. BTW	Prijs € incl. BTW
406142	Ergonomische stuurpen met snelspanner	117,00	127,53
426806	Stuurpen Ø22.2mm L=300mm	-	-

Art.nr.	Zadel/Zitgedeelte (verplichte keuze)	Prijs € excl. BTW	Prijs € incl. BTW
401637	Velo Plush zadel	-	-
402860	Comfort gelzadel, unisex	-	-
418265	Breed zadel	75,00	81,75
426830	Rokzadel	54,00	58,86
426836	Herenzadel, leder uitvoering	186,00	202,74
426837	Dameszadel, leder uitvoering	186,00	202,74

Art.nr.	Zadelpen (verplichte keuze)	Prijs € excl. BTW	Prijs € incl. BTW
401591	Zadelpen T-model, lengte 400 mm	80,00	87,20
401596	Verlengde en verstevigde zadelpen, lengte 400 mm	84,00	91,56
432059	Verende zadelpen, lengte 350 mm	-	-

Art.nr.	Overige stuur toebehoren	Prijs € excl. BTW	Prijs € incl. BTW
426960	Achteruitkijkspiegel instelbaar links	42,00	45,78
426965	Achteruitkijkspiegel instelbaar rechts	42,00	45,78

Art.nr.	Loophulpen/duwbeugels	Prijs € excl. BTW	Prijs € incl. BTW
400130	Stokhouder, twee krukken	166,00	180,94
400131	Stokhouder, één kruk	113,00	123,17

Wil je geadviseerd worden bij de configuratie van de Copilot 3-26? Wij helpen je graag. De vermelde prijzen zijn geldig vanaf 1 januari 2026 en vervangen alle voorgaande prijslijsten. Technische veranderingen en drukfouten voorbehouden. Meer weten? Bel ons: 0541-572 472.

